

## Ишоукан электронный массажер



Кокшетау, Казахстан

### Описание

#### Лазерная расческа Тяньши «Ишоукан» модель TQ-Z06

Это высокоэффективный пролупроводниковый лазер с малой мощностью и низкой интенсивностью, используемый в медицине, не вызывающий отрицательных побочных действий на организм. Высокая степень проникновения лучей стимулирует кровообращение, помогает повысить иммунитет, убирает проблемы с кожей, замедляет старение, предотвращает выпадение волос, избавляет от ожирения, служит профилактическим средством от инфаркта.

#### 1. Оздоровительный массаж лазерной расческой «Ишоукан»

##### Массаж головы

При гипертонии и нестабильном давлении.

При головокружении (головные боли пройдут через 5 минут)

При облысении средней степени и ранней седины. Останавливает выпадение волос за 5 дней. Массируйте голову 2-3 раза в день по 5 минут. Сначала по центральной линии, а затем по боковым линиям волос и за каждым ухом. Всего 5 линий. При длительном применении седые волосы темнеют, становятся блестящими и послушными.

Использование Лазерной Расчески «Ишоукан» для массажа головы способствует прочищению коры головного мозга, с помощью лазерного воздействия снижается артериальное давление.

Массаж пальцев рук

Массаж рук

Массаж ног

Массаж всего тела

Массаж для похудения

На области талии убирает жировые складки, для чего водить прибор сверху вниз.

Помогает избавиться от ожирения, растворяет жир. Приложить прибор на пупок на 3 мин, а затем массажировать против часовой стрелки. Рекомендуется это делать перед сном.

Когда водите по глазам, их следует закрывать.

Массаж на лбу и глазах выполняется круговыми движениями.

Прибор желательно применять утром и вечером перед нанесением крема и макияжа.

Лазер повышает процент коллагена в коже, стимулирует выработку эластина, замедляет старение.

Лазерный луч улучшает текстуру кожи, сокращает поры, повышает эластичность кожи.

2. Лечебное действие лазерной расчески Тяньши «Ишоукан»

Регулирует артериальное давление, снимает спазмы гладких мышц, быстро происходит расширение сосудов.

Растворяет тромбы в кровеносных сосудах, прочищая каналы.

Плазмофорез (очищение крови), уменьшает вязкость крови, восстанавливает эластичность кровеносных сосудов.

При сердечно-сосудистых заболеваниях прикладывать на область сердца – профилактика инфарктов и инсультов.

При инфаркте необходимо сразу приложить прибор на область сердца, гарантия, что человек выживет.

Прочищение каналов цзинло

Усиление жизненной энергии (энергии ци в крови)

Успокаивающее и болеутоляющее воздействие

Стимулирование кровообращения

Снятие усталости

Регулирование функции организма

Высокоэффективный многофункциональный прибор Лазерная расческа «Ишоукаш» поможет Вам стать более здоровым.

Профилактика диабета

Злокачественные опухоли

цена: 42180 тг

---

Цена: **204 \$**

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: неуместен

**Писаревич Андрей**

**87021095370**

**ул,Мира 15**